



Nombre: Enterizo Antifluidos

Ref: 0497

## FOTOGRAFIA



## NOMBRE COMERCIAL

**ENTERIZO ANTIFLUIDOS**

## DETALLES

Enterizo antifluído de uso unisex.

## BENEFICIOS

Enterizo de uso Unisex, manga larga, tiene incorporada una capota para garantizar una completa y segura protección personal. Con amplio cierre para mejor funcionalidad en su uso, terminaciones de puños en mangas y piernas resortado para mayor ajuste y protección. Cintura parcialmente resortada para mantener silueta.

Tela con cuatro tecnologías:

Antifluído, tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales.

Anticloro, tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro.

Protección solar, tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel.

Antimicrobial, Tecnología que inhibe el crecimiento y reproducción de las bacterias nocivas, levaduras moho, micro hongos y algas.

## USO

Uso diario para reducir el riesgo de propagación de infecciones, particularmente en situaciones epidémicas o pandémicas.

Prenda de uso como medida preventiva de bioseguridad.

## CONTRAINDICACIONES

En caso de presentar reacción alérgica al material e irritación en la piel suspender su uso.



# FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Junio 18 de 2020  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Enterizo Antifluidos

Ref: 0497

## COMPOSICIÓN

Composición Principal: 100% Poliéster

## DATOS ESPECÍFICOS

Color: Azul oscuro y blanco.

Tallas: S/M, L/XL y 2XL/3XL

## CRITERIOS DE CALIDAD

- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones, acordonamientos ni rodadas.

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO

- Lavar a maquina, temperatura máxima 30 o Celsius, proceso delicado.
- En lavado industrial no superar los 70°C
- En procesos de esterilización en autoclave se recomienda temperatura 120°C y Máximo 1 min.
- Se pueden usar agentes desinfectantes (con base en perboratos o peróxidos), en una concentración máxima de 1% en solución, preparar primero la solución antes de depositar la prenda.
- Los colores oscuros realizar un lavado antes del primer uso.
- No retorcer ni exprimir.
- Secado a la sombra.
- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente.
- Lavar con colores similares.
- No adicionar adiconador de telas.
- No almacenar en húmedo.
- No remojar.
- No dejar residuos de detergente ya que este neutralizar el efecto protector textil.
- Se puede secar en maquina, secar ajustado a una temperatura mas baja y ciclo normal.
- Planchar a una temperatura baja.
- Evitar el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

## CÓDIGOS NOVASOFT

Item	Nombre	Código EAN-13
0497p	ENTERIZO ANTIFLUIDOS	
0497p0702	ENTERIZO ANTIFLUIDOS S/M BLANCO	7707670401511
0497p0705	ENTERIZO ANTIFLUIDOS S/M AZUL	7707670400521
0497p0802	ENTERIZO ANTIFLUIDOS L/XL BLANCO	7707670402136
0497p0805	ENTERIZO ANTIFLUIDOS L/XL AZUL	7707670403713
0497p0902	ENTERIZO ANTIFLUIDOS 2XL/3XL BLANCO	7707670408350
0497p0905	ENTERIZO ANTIFLUIDOS 2XL/3XL AZUL	7707670402105



Nombre: Enterizo Antifluidos

Ref: 0497

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
 <b>+ ANTICLORO</b>	Tecnología que permite <b>mayor protección del color al ser expuesto al cloro.</b>	AATCC 61
 <b>+ ANTIFLUIDO/ REPELENCIA</b>	Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través de los lavados, actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 22 AATCC 22 / AATCC 124
 <b>+ PROTECCIÓN SOLAR</b>	Tecnología que <b>evita el paso de los rayos UV</b> , actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 183
 <b>+ ANTIMICROBIAL</b>	Tecnología que <b>inhibe el crecimiento y reproducción de las bacterias</b> nocivas, levadura moho, micro hongos y algas.	JIS 1092 AATCC 100

NTC-5623:2020 -5624:2020

1. Penetración bacteriana en seco
2. Limpieza bacteriana/ carga biológica
3. Liberación de partículas
4. Presión diferencial
5. Resistencia a la rotura en seco
6. Inspección visual
7. Verificación de FT del producto
8. Determinación de peso NTC 230
9. Análisis cuantitativo NTC 481-3
10. Permeabilidad al agua por rociado (AATCC 22)
11. Flamabilidad horizontal (ASTM D5132)
12. Flamabilidad en (ángulo de 45° (ASTM D1230)
13. Flamabilidad vertical (ASTM D 16413)
14. Solidez del color al lavado con cloro



Nombre: Enterizo Antifluidos

Ref: 0497

## INVIMA

### 1. Solicitud de permiso para la fabricación.

Tema:	<b>Trajes de protección en antifluído</b>
ID de seguimiento:	19S-6PE-B1Y4
Estado del ticket:	Resuelto
Creado en:	2020-05-04 07:20:24
Actualizar:	2020-05-04 21:19:56
última respuesta:	z_Vitales Fab. Nacional Res. 522
Categoría:	Dispositivos Médicos Vitales No disponibles Fabricación Nacional Res. 522 de 2020
Nombre:	Nubia Cardozo Quimbayo
Nombre de Titular, Representante legal o Apoderado:	Jairo cubillos Muñoz
Número de cédula:	10536810
Razón Social:	MEDI VARIC PRODUCTS S.A.S
Dirección donde realizará el proceso productivo:	Carrera 88A No 64D-58
Ciudad:	Bogota
Departamento:	Cundinamarca
Número telefónico:	+57 1 4303030

N/A

### 2. Respuesta del Invima.

Fecha: 2020-05-04 21:19:46  
Nombre: z\_Vitales Fab. Nacional Res. 522

Nos permitimos informarle que su solicitud del tramite cumple con los requisitos mínimos para la radicación y le informamos que usted quedo inscrito(a). Por favor verifique con el número de solicitud la lista publicada en la página del INVIMA, así:

1. Siga el link, <https://www.invima.gov.co/coronavirus-covid-19>
2. Ubique en la parte inferior (recuadro azul) denominado "Para más información consulte los Inscritos para fabricación de Dispositivos médicos, Equipos biomédicos y Reactivos de diagnóstico declarados como Vitales No Disponibles".

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías  
Invima

--- Fin del ticket ---



Nombre: Enterizo Antifluidos

Ref: 0497

## MARQUILLA

### MEDIVARIC

**COMPOSICION**  
100% POLIESTER

Hecho en Colombia por:  
**MEDIVARIC PRODUCTOS S.A.S**  
NIT: 900.408.422-1  
CARRERA 88A No. 640-58  
TEL: (571) 4303030  
WWW.MEDIVARIC.COM.CO

Ref: 0497

**Talla**

---

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO**

 LAVAR A MAQUINA  
TEMPERATURA MAXIMA 30°C

 NO RETORCER NI EXPRIMIR

 SECADO A LA SOMBRA

 SECADO A TEMPERATURA BAJA

 PLANCHAR A LA TEMPERATURA MAXIMA DE 110 °C

**No usar suavizante**

## STICKER

CONTIENE: 1 UNIDAD

DDMM-AAAA

  
N° DE LOTE  
COLOR TALLA

  
CODIGO DE BARRAS  
ITEM NOVASOFT

Durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, el uso del tapabocas y otros insumos es indispensable para el personal de salud, de personas con síntomas respiratorios y sus cuidadores.



Nombre: Enterizo Antifluidos

Ref: 0497

## MATERIAL EMPAQUE

### SOLAPA



**Medi Varic®**

**ENTERIZO ANTIFLUIDO** **100% Poliester**

Prenda de bioseguridad para prevenir el contagio de virus

Enterizo de uso unisex, manga larga, tiene incorporada una capota para garantizar una completa y segura protección personal con amplio cierre para mejor funcionalidad en su uso, terminaciones de puños en mangas y de piernas resortadas para mayor ajuste y protección y cintura parcialmente resortada para mantener la silueta.

**Nuestra tela cuenta con cuatro tecnologías:**

- Antifluído:** Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales.
- Antimicrobial:** Tecnología que inhibe el crecimiento y reproducción de las bacterias nocivas, moho y micro hongos.
- Protección solar:** Tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel.
- Anticloro:** Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro.

**Más Beneficios:**


- Duración de color
- Resistencia
- Planchado rápido
- Secado rápido
- Fácil de cuidar
- Durabilidad

**Cuadro de tallas:**

Medida	Talla S/M	Talla L/XL	Talla 2XL/3XL
Altura	165x170	171x176	177x185
Contorno de pecho	98x104	105x110	111x116
Contorno de cadera	105x111	112x117	118x123

NTC 5623:2020 5624:2020 [Conoce más en www.medivaric.com.co](http://www.medivaric.com.co)

### BOLSA



### MEDIDA SOLAPA INDIVIDUAL

A	ALTO	33.5 cm
B	ANCHO	19 cm

### MEDIDA BOLSA INDIVIDUAL

A	ALTO	36 cm
B	ANCHO	20.5 cm
C	LOMO	6 cm



Nombre: Enterizo Antifluidos

Ref: 0497

## MATERIAL EMPAQUE

### EMPAQUE INDIVIDUAL

**Medi Varic®**

**ENTERIZO ANTIFLUIDO** **100% Poliester**

Prenda de bioseguridad para prevenir el contagio de virus

Enterizo de uso unisex, manga larga, tiene incorporada una capota para garantizar una completa y segura protección personal con amplio cierre para mejor funcionalidad en su uso, terminaciones de puños en mangas y de piernas resortadas para mayor ajuste y protección y cintura parcialmente resortada para mantener la silueta.

**Nuestra tela cuenta con cuatro tecnologías:**

- Antifluído:** Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales.
- Antimicrobial:** Tecnología que inhibe el crecimiento y reproducción de las bacterias nocivas, moho y micro hongos.
- Protección solar:** Tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel.
- Anticloro:** Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro.

**Más Beneficios:**

- Duración de color
- Resistencia
- Planchado rápido
- Secado rápido
- Fácil de cuidar
- Durabilidad


**Cuadro de tallas:**

Medida	Talla S/M	Talla L/XL	Talla 2XL/3XL
Altura	165x170	171x176	177x185
Contorno de pecho	98x104	105x110	111x116
Contorno de cadera	105x111	112x117	118x123

NTC 5623:2020 5624:2020 [Conoce más en www.medivaric.com.co](http://www.medivaric.com.co)

PESO APROX. EMPAQUE INDIVIDUAL		
TALLA S/M	0,390	Kg
TALLA L/XL	0,425	Kg
TALLA 2XL/3XL	0,456	Kg

### CAJA MASTER



MEDIDA CAJA MASTER		
A	Altura	42 cm
B	Ancho	55 cm
C	Profundidad	40 cm